

CE  
0120

FDA

KFDA



ISO 9001  
ISO 13485

STERILE

R




# RAZÍTKO A OČNÍ ROLER




DTSMG CO., LTD

# Razítko specifikace


	Klasifikace	DTS Razítko	Jiné razítko
Jehla	Počet jehel	105 / 175	140
	Síla jehly	0,2 mm	0,25 ~ 0,3 mm
	Materiál jehly	SUS 304H	Nerez
	Typ jehly	Diskovitá základna	Drátová základna
	Tvar hrotu jehly	Šestiúhelník	Šikmý cylindr
Zdraví a bezpečnost	Vypadnutí jehly během ošetření	Nikdy	Vyskytuje se
	Bolest	Minimální	Maximální
	Erythém, začervenání	Méně než 1 den	Více než 1 den
	Chemické lepidlo	Žádné	Ano
Dostupné délky jehly		0,25 / 0,50 / 1,00 / 1,50 (mm)	




## Způsob použití



1. Razítko přitlačujete na kůži ze strany na stranu.



2. Lehce rolujete zakřiveným povrchem razítka.



3. Postup opakujte na všech ošetřovaných oblastech.

# Oční roler specifikace


	Klasifikace	DTS Eye Roller	Jiné
Jehla	Počet jehel	60	Jiný produkt na trhu neexistuje
	Síla jehly	0,2 mm	
	Materiál jehly	SUS 304H	
	Typ jehly	Diskovitá základna	
	Tvar hrotu jehel	Šestiúhelník	
Zdraví a bezpečnost	Vypadnutí jehly během ošetření	Nikdy	
	Bolest	Minimální	
	Erythém, začervenání	Méně než 1 den	
	Chemické lepidlo	Žádné	
Dostupné délky jehly		0,25 / 0,50 / 1,00 (mm)	

**DTS MG's oční roler první, nejmenší a nejjemnější na světě**



## Jemné vrásky a Lifting

Pohlaví ženské  
Věk 55 let  
Délka jehly 1 mm  
Doba 10 týdnů (5 ošetření)



## Póry a tonus kůže

Pohlaví mužské  
Věk kolem 20 let  
Délka jehly 1,5 mm  
Doba 12 týdnů (3 ošetření)

## Jizvy po akné

Pohlaví ženské  
Věk 25 let  
Délka jehly 1,5 mm  
Doba 10 týdnů (4 ošetření)



## Vlasy

Věk 55 let  
Délka jehly 0,5 mm  
Doba 5 měsíců (1x týdně)



**DTSMG CO., LTD**

Zastoupení ČR a SK: Dermatage s.r.o., Železná 14, 1. patro, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Tel. +420 725 988 585, www.dermatage.cz